

# Produktkatalog

## Orthesen zur Notfall- und Sofortversorgung



**Chrisofix**<sup>®</sup>

## Inhaltsverzeichnis

	Hilfsmittelpositions Nr.	Bezeichnung	Seite
Daumen	23.07.01.1029	Daumen-Grundgelenk-Orthese	6
	23.07.01.1028	Daumensattelgelenk-Orthese -kurz	6
	23.07.02.2021	Daumensattelgelenk-Orthese -lang	6
Hand	23.07.01.0004	Mittelhand-Grundgelenk-Orthese	7
	23.07.02.4033	CTS-Handgelenk-Orthese	7
	23.07.02.5xxx	Handwurzel-Orthese	7
Unterarm	23.07.02.4034	Ulnare Unterarm-Orthese	8
	23.07.02.1011	Palmare Unterarm-Orthese beidseits	8
	23.07.02.3010	Palmare Unterarm-Orthese mit Daumen	8
Ellenbogen	23.08.01.2xxx	Ellenbogen-Ruhigstellungs-Orthese	9
	23.08.01.2xxx	Ellenbogen-Lagerungs-Orthese	9
Knie	23.04.01.2xxx	Knieruhigstellungs-Orthese	9
Fuß	23.02.01.1xxx	Fußruhigstellungs-Orthese	10
	23.02.01.2xxx	Fußlagerungs-Orthese	10
Brustkorb		Rippenorthese	11
Finger	Sprechstundenbedarf	Fingerschienen	12
	Sprechstundenbedarf	Fingerendgelenkschienen	12
	Sprechstundenbedarf	Grundsortiment für Notfallpraxen und Kliniken	13
	Zubehör	Aufbewahrungsbox	13

## Chrisofix®-Produkte immobilisieren und mobilisieren

Chrisofix®-Orthesen sind als Hilfsmittel auf den Namen des Patienten rezeptierbar

Alle Produkte werden stets zum Wohle des Anwenders weiterentwickelt.  
Unsere Produktion, streng gemäß den Richtlinien der EEC 93/42, erlaubt ständige Neuentwicklungen nach medizinischen Vorgaben und Wünschen.  
Chrisofix® ist zertifizierter Hersteller nach DIN ISO EN 13485:2003.

**NEU !**

### Handwurzel-Orthese

Einzigartige Ruhigstellung in allen vier Bewegungsrichtungen.

HMV-Gruppe: 23.07.02.5xxx



#### Indikationen-Beispiele:

Frakturen der Handwurzelknochen, z. B. Kahnbein (Scaphoid)

Distale Radialis- und Ulnarisfrakturen

#### Wirkungsweise

Die schalenartige Orthese ermöglicht durch den Einschluss des Daumengrundgelenks und der aluminiumverstärkten Verschlußgurte eine zirkuläre Stabilisierung des Handgelenks und des distalen Unterarms.

## Warum patentierte Chrisofix®-Orthesen?

### Vorteile

- Chrisofix®-Orthesen besitzen die einzigartige dreidimensionale Kaltverformbarkeit.
- Chrisofix®-Orthesen ermöglichen eine individuelle und schnelle Akutversorgung mit der notwendigen Stabilität.
- Nachkorrekturen (z. B. nach Anschwellen der Weichteile) sind ohne Einsatz von Werkzeugen oder Heißluft möglich.
- Alle Verschlussgurte sind frei positionierbar, um den größtmöglichen Halt zu gewährleisten.
- Chrisofix®-Orthesen sind leicht und von hohem Tragekomfort.
- Die Perforierung wirkt Wärme- und Feuchtigkeitsstau entgegen.
- Chrisofix®-Orthesen sind durchlässig für Röntgenstrahlen.

### Material und Produktion

- Die Patentierte Chrisofix® Orthesen bestehen aus gewelltem und perforiertem Aluminiumblech.
- Die verwendeten Oberflächenmaterialien sind hautneutral und antiallergen.
- Für die hautzugewandte Seite wird ausschließlich reine Baumwolle verwendet.
- Die Kunststoffoberflächen bestehen bei Chrisofix®-Orthesen aus umweltfreundlichem Polyethylen, Polyamid oder Polyurethan.
- Chrisofix®-Produkte werden unter Beachtung der EEG-Empfehlungen für medizinische Hilfsmittel hergestellt und sind jeweils mit CE-Zeichen versehen.
- Chrisofix® Produkte wurden vom Forschungsinstitut Hohenstein auf in-vitro-Zytotoxizität geprüft. Die Beurteilung besagt, dass Chrisofix® Produkte keine biologischen Aktivitäten zeigen, d. h. es werden keine zelltoxischen Substanzen die zu Hautirritationen führen könnten freigesetzt.

Verordnungsbeispiel:  
Daumensattelgelenk-  
Orthese -kurz;  
siehe rechte Seite

**5. Korrektur 06.05.2008**

Krankenkasse bzw. Kostenträger <b>Zuständige Krankenkasse</b>		Hilfs- mittel 6	Impf- stoff 8	Soz.-St. Beitrag 9	Begr- Pflicht	Apotheken-Nummer / IK
Gebühr frei	Name, Vorname des Versicherten <b>Max Mustermann</b>		geb. am <b>TT.MM.JJ</b>			
Geb.- pfl.	Kassen-Nr. <b>XXXXXXXX</b>		Versicherten-Nr. <b>XXXXXXXXXX</b>		Status	
noctu	Betriebsstätten-Nr. <b>XXXXXXXXXX</b>		Arzt-Nr. <b>XXXXXXXXXX</b>		Datum <b>TT.MM.JJ</b>	
Sonstige	Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)		Vertragsarztstempel			
Unfall	Chrisofix Daumensattelgelenk-Orthese -kurz		<b>MUSTER</b>			
Arbeits- unfall	HMV: 23.07.01.1028					
	Indikation: <b>666H</b>					
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		Abgabedatum in der Apotheke		Unterschrift des Arztes Muster 10 (7.2008)		
Unfalltag		Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer				

So leicht und individuell geht Chrisofix®

Beispiel: Anlegen einer Daumensattelgelenk-Orthese -kurz



Daumengrund- und Sattelgelenk werden immobilisiert; Daumenendglied und Handgelenk bleiben frei beweglich

## Daumen-Grundgelenk-Orthese




Hilfsmittelpositions Nr.: 23.07.01.1029

**Indikation:**  
Distorsion, Stauchung des Daumens,  
Skidaumen, Rhizarthrose

**Funktion:**  
Halten und Stützen des Daumengrundgelenks, verstellbare  
Daumenfassung, aluminiumverstärkter Gurt, Erhalten der Greif-  
funktion

Artikel Nr.	Seite	Größe	IP-Gelenk bis Handgelenk
164F	bds.	S	< 8 cm
166F	bds.	M	8-9 cm
168F	bds.	L	> 9 cm



Rezeptierung: Chrisofix Daumen-Grundgelenk-Orthese

## Daumensattelgelenk-Orthese -kurz



Hilfsmittelpositions Nr.: 23.07.01.1028

**Indikation:**  
Distorsionen, Stauchungen und Prellungen des Daumengrund-  
und/oder Sattelgelenks, Rhizarthrose, Rheumatische Arthritis,  
Skidaumen

**Funktion:**  
Halten und Stützen des Daumengrund-und/oder Sattelgelenks  
ohne Einschluß des Handgelenks, aluminiumverstärkte Gurte,  
Erhalten der Greiffunktion

Artikel Nr.	Seite	Größe	Handbreite
144F	rechts	S	< 8 cm
154F	links		
146F	rechts	M	8-9 cm
156F	links		
148F	rechts	L	> 9 cm
158F	links		



Rezeptierung: Chrisofix Daumensattelgelenk-Orthese -kurz

## Daumensattelgelenk-Orthese -lang




Hilfsmittelpositions Nr.: 23.07.02.2021

**Indikation:**  
Distorsionen, Stauchungen und Prellungen des Daumengrund-  
und/oder Sattelgelenks, Rhizarthrose, Rheumatische Arthritis

**Funktion:**  
Halten und Stützen des Daumengrund- und Sattelgelenks mit  
Einschluß des Handgelenks, Daumenendglied frei beweglich,  
Erhalten der Greiffunktion

Artikel Nr.	Seite	Größe	Handbreite
374B	rechts	S	< 8 cm
384B	links		
376B	rechts	M	8-9 cm
386B	links		
378B	rechts	L	> 9 cm
388B	links		



Rezeptierung: Chrisofix Daumensattelgelenk-Orthese -lang

## Mittelhand-Grundgelenk-Orthese



Hilfsmittelpositions Nr.: 23.07.01.0004

**Indikation:**

Distorsion, Kapsel- und Sehnenverletzungen der Fingergrundgelenke, postoperativ, Platzhalterimplantate, Synvektomien

**Funktion:**

einstellbare Gelenkposition durch umlaufende Spange an der Mittelhand, aluminiumverstärkter Klettverschluss über den Handrücken, für Finger II-V verwendbar, Handgelenk frei beweglich

Artikel Nr.	Seite	Größe	Handbreite
262F	bds.	XS	< 7 cm
264F	bds.	S	7-8 cm
268F	bds.	L	> 8 cm



Rezeptierung: Chrisofix Mittelhand-Grundgelenk-Orthese

Hand

## CTS-Handgelenk-Orthese



Hilfsmittelpositions Nr.: 23.07.02.4033

**Indikation:**

Distorsionen, Stauchungen und Prellungen des Handgelenks, Carpal tunnel syndrome, Sehnencheidenentzündung

**Funktion:**

Halten und Stützen des Handgelenks mit Bewegungseinschränkungen in drei Ebenen dorsale, volare und radiale Abstützung

Artikel Nr.	Seite	Größe	Handbreite
334B	rechts		< 8 cm
344B	links	S	< 8 cm
336B	rechts		8-9 cm
346B	links	M	8-9 cm
338B	rechts		> 9 cm
348B	links	L	> 9 cm



Rezeptierung: Chrisofix CTS-Handgelenk-Orthese

Hand

## Handwurzel-Orthese



HMV-Gruppe: 23.07.02.5xxx

**Indikation:**

Distorsionen, Stauchungen und schwere Prellungen des Handgelenks und der Handwurzelknochen, Kahnbeinfrakturen und -pseudarthrosen, Radialisfrakturen, Rhizarthrose, Rheumatische Arthritis

**Funktion:**

Halten und Stützen des Hand- und Daumensattelgelenks, immobilisierender Handwurzel, zirkuläre Ruhigstellung durch aluminiumverstärkte Gurte

Artikel Nr.	Seite	Größe	Handbreite
354F	rechts		< 8 cm
364F	links	S	< 8 cm
356F	rechts		8-9 cm
366F	links	M	8-9 cm
358F	rechts		> 9 cm
368F	links	L	> 9 cm



Rezeptierung: Chrisofix Handwurzel-Orthese

Hand

## Ulnare Unterarm-Orthese



Hilfsmittelpositions Nr.: 23.07.02.4034


**Indikation:**

Distorsionen, Stauchungen und Prellungen des Handgelenks, Sehnscheidenentzündung

**Funktion:**

Halten und Stützen des Handgelenks bei Erhalt der Greif- und Fingerfunktionen, Handgelenkposition individuell einstellbar, rechts und links einsetzbar

Artikel Nr.	Seite	Größe	Handlänge
392B	bds.	XS	< 7 cm
394B	bds.	S	7-8 cm
396B	bds.	M	8-9 cm
398B	bds.	L	> 9 cm



Rezeptierung: Chrisofix Ulnare Unterarm-Orthese

## Palmare Unterarm-Orthese beidseits



Hilfsmittelpositions Nr.: 23.07.02.1011


**Indikation:**

Vorübergehende Ruhigstellung bei Hand- und/oder Handgelenksverletzungen mit Einschluß der Finger

**Funktion:**

Lagerungsorthese mit variabler Gelenkwinkelfixierung bei freibeweglichem Daumen, Hand und Finger, Gelenkposition individuell einstellbar, rechts und links verwendbar

Artikel Nr.	Seite	Größe	Handlänge
714B	bds.	S	16,0 -17,5 cm
716B	bds.	M	17,5- 19,0 cm
718B	bds.	L	> 19,0 cm



Rezeptierung: Chrisofix Palmare Unterarm-Orthese beidseits

## Palmare Unterarm-Orthese mit Daumen



Hilfsmittelpositions Nr.: 23.07.02.3010


**Indikation:**

Vorübergehende Ruhigstellung bei Hand- und/oder Handgelenksverletzungen mit Einschluß der Finger und des Daumens

**Funktion:**

Lagerungsorthese mit variabler Gelenkwinkelfixierung mit Daumenfassung, Gelenkpositionen individuell einstellbar

Artikel Nr.	Seite	Größe	Handlänge
734B	rechts	S	16,0-17,5 cm
744B	links		
736B	rechts	M	17,5-19,0 cm
746B	links		
738B	rechts	L	> 19,0 cm
748B	links		



Rezeptierung:

Chrisofix Palmare Unterarm-Orthese mit Daumenfassung

## Ellenbogen-Ruhigstellungs-Orthese



HMV-Gruppe: 23.08.01.2xxx


**Indikation:**

Ruhigstellung des Ellenbogens, schwere Epicondylitis, Sulcus ulnaris, Tendopathien, postoperativ und konservativ

**Funktion:**

individuell anpassbare Ellenbogenschale mit einstellbarem Gelenkwinkel 90° bis 120°, aluminiumverstärkte Gurte, Einschränkung der Pronation und Supination des Unterarms

Ellenbogen bis			
Artikel Nr.	Seite	Größe	Fingergrundgelenk
774F	bds.	S	26-30 cm
776F	bds.	M	30-34 cm
778F	bds.	L	> 34 cm



Dieses Produkt ist auch als Lagerungs-Orthese erhältlich.


Ausführung: beidseitige Kunststoffoberfläche, abwaschbar, mit Polstereinlage Frottee/Schaumgummi, textile Gurte



**Rezeptierung:**

Chrisofix Ellenbogenruhigstellungs-Orthese

Ellenbogen bis			
Artikel Nr.	Seite	Größe	Fingergrundgelenk
774S	bds.	S	26-30 cm
776S	bds.	M	30-34 cm
778S	bds.	L	> 34 cm



## Knieruhigstellungs-Orthese



HMV-Gruppe: 23.04.01.2xxx

**Indikation:**

Ruhigstellung des Kniegelenks, Bandverletzungen, Patellasehnenrupturen, Knorpelschäden, Tibiakopffrakturen, postoperativ

**Funktion:**

individuell anpassbare Beinschale mit einstellbarem Gelenkwinkel 0° bis 90°, zirkuläre Ruhigstellung durch aluminiumverstärkte Gurte

Artikel Nr.	Seite	Größe	Schienlänge
764F	bds.	S	57 cm
766F	bds.	M	67 cm
768F	bds.	L	76 cm

Rezeptierung: Chrisofix Knieruhigstellungs-Orthese

## Fußruhigstellungs-Orthese



HMV-Gruppe: 23.02.01.1xxx

**Indikation:**

Ruhigstellung des oberen und unteren Sprunggelenks, Mittelfußknochenbruch, Fersenbeinbruch, distaler Wadenbeinbruch, Verletzungen/Operationen der Achillessehne

**Funktion:**


individuell anpassbare Unterschenkel/Fußschale mit einstellbarem Gelenkwinkel 0° bis 40°, nicht zum Laufen, mit Walker kombinierbar, zirkuläre Ruhigstellung durch aluminiumverstärkte Gurte

Artikel Nr.	Seite	Größe	Schuhgröße
754F	bds.	S	35-38
756F	bds.	M	39-43
758F	bds.	L	> 44

Rezeptierung: [Chrisofix Fußruhigstellungs-Orthese](#)

Dieses Produkt ist auch als Lagerungs-Orthese erhältlich.

Ausführung: beidseitige Kunststoffoberfläche, abwaschbar, mit Polstereinlage Frottee/Schaumgummi, textile Gurte



Artikel Nr.	Seite	Größe	Schuhgröße
754S	bds.	S	35-38
756S	bds.	M	39-43
758S	bds.	L	> 44



Die Chrisofix Fußruhigstellungs-Orthese kann nicht direkt zum Laufen belastet werden. Es besteht jedoch die Möglichkeit der Kombination mit dem Sano-Trend Walker. Der Patient kann so voll auftreten und behält auch ohne den Walker die benötigte Stabilität. Vor allem bei Achillessehnenverletzungen ist damit eine dauerhafte Versorgung sowohl Tags als auch Nachts gewährleistet.

Tragebeispiel siehe links



## Rippenorthese

### Indikation:

Rippenteilfrakturen und nicht dislozierte Rippenfrakturen, Prellungen

### Funktion:

Halten und Stützen der betroffenen Rippen  
 schnellere Schmerzreduktion und beschleunigte Normalisierung  
 der Lungenfunktionen  
 atmungsaktiv und wasserfest

Größe	Maße	Art.-Nr.	PZN
klein	12 x 16,5 cm	604	3811733
groß	16,5 x 16,5 cm	608	3811756



## Wirkungsweise

Die anmodelierte aufgeklebte Platte sichert Rippenfrakturen gegen externe Einwirkungen. Die Bruchenden der betroffenen Rippen werden beim Einatmen an ihrer Bewegung gehindert und bleiben so physiologisch gegenseitig stehen. Dadurch werden auftretende Schmerzen vermindert und die Atmung erheblich verbessert. So kann einer Lungenentzündung entgegengewirkt werden. Die Rippenorthese sollte mindestens 10 Tagen ununterbrochen getragen werden um die Chondrosierung zu unterstützen. Durch die Abdeckfolie kann der Verletzte seiner Körperhygiene nachkommen.

Lesen Sie dazu auch die Anwendungstudie auf unserer Internetseite.  
[www.sano-trend.de](http://www.sano-trend.de) unter Studien/ Gutachten

## Fingerendgelenkschiene



Finger

### Indikation:

Strecksehnenverletzungen im DIP-Gelenk  
Sehnen- und Kapselverletzungen der DIP-Gelenke

### Funktion:

Überstreckung des Fingerendgelenks,  
Proximales IP-Gelenk bleibt frei beweglich

Größe	Länge	Artikel Nr.	PZN
Einzelverpackung im Karton			
S	3,5 cm	114	2639077
M	4,5 cm	116	2639137
L	5,5 cm	118	2639143
Zehnerverpackung im Folienbeutel			
S	3,5 cm	114 10ERP	7785694
M	4,5 cm	116 10ERP	7785725
L	5,5 cm	118 10ERP	7785748

Basis-Sortiment, größensortiert

Größe	Artikel Nr.	PZN
Größenmix	110	7785688

Zusammensetzung:

S	3 Stück
M	5 Stück
L	2 Stück

Rezeptierung: Sprechstundenbedarf

## Fingerschiene



Finger

### Indikation:

Sehnen- und Kapselverletzungen der Fingergelenke

### Funktion:

Halten und Stützen der DIP- und PIP-Gelenke, Gelenkwinkel einstellbar.

Größe	Länge	Artikel Nr.	PZN
Einzelverpackung im Karton			
XXS	4,3 cm	101	2609031
XS	5,5 cm	102	2639048
S	6,5 cm	104	2639054
L	7,2 cm	108	2639060
XL	9,7 cm	109	6631285
Zehnerverpackung im Folienbeutel			
XXS	4,3 cm	101 10ERP	7785613
XS	5,5 cm	102 10ERP	7785642
S	6,5 cm	104 10ERP	7785659
L	7,2 cm	108 10ERP	7785665
XL	9,7 cm	109 10ERP	7785671

Basis-Sortiment, größensortiert


Größe	Artikel Nr.	PZN
Größenmix	100	7785530

Zusammensetzung:

XXS	1 Stück
XS	2 Stück
S	3 Stück
L	3 Stück
XL	1 Stück

Rezeptierung: Sprechstundenbedarf

## Fingerendgelenkschienen und Fingerschienen Grundsortiment für Notfallpraxen und Kliniken



bestehend aus insgesamt 60 Stück Fingerschienen, davon 25 Fingerendgelenkschienen und 35 Fingerschienen.

Größe	Artikel Nr.	PZN
Größenmix	200	7785524

Zusammensetzung:

### Fingerendgelenkschienen

S	10 Stück
M	10 Stück
L	5 Stück

### Fingerschienen

XXS	5 Stück
XS	5 Stück
S	10 Stück
L	10 Stück
XL	5 Stück

Rezeptierung: Sprechstundenbedarf

**5. Korrektur 06.05.2008**

Krankenkasse bzw. Kostenträger Zuständige Krankenkasse	Hilfs- mittel 6	Impf- stoff 7	Spr.-St. Bedarf 8	Bohr- Pflicht X	Apotheken-Nummer / IK
Name, Vorname des Versicherten Sprechstundenbedarf	Zuzahlung Gesamt-Erfolg				
Kassen-Nr. XXXXXXX	Versicherten-Nr. XXXXXXXX	Status	Arzneimittel-Hilfsmittel-Nr. Faktor Toxiz		
Betriebsstätten-Nr. XXXXXXXX	Arzt-Nr. XXXXXXXX	Datum TT.MM.JJ	1. Verordnung		
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)			2. Verordnung		
Chrisofix Fingerschienen Grundsortiment Artikel Nr. 200 PZN: 778552			3. Verordnung		
Unterschrift des Arztes Muster 16 (7.2008)			Vertragsarztstempel		

**MUSTER**

Verordnungsbeispiel:

Chrisofix Fingerschienen Grundsortiment  
Sprechstundenbedarf

## Aufbewahrungsbox

Artikel Nr. 200 BOX



## Weitere Produktbereiche der Sano Trend Orthoservice

### Chrisofix® Produktsortiment Hospital

- Erste Hilfe
- Kostengünstige Klinikversorgung
- Sprechstundenbedarf



### Chrisofix® Produktsortiment Kinder

- robust und sicher
- kindgerecht strapazierfähig



### Sano Trend Zubehör

- Unterziehschläuche
- Fixationsbinden
- Klettverschlüsse



### Sano Trend Walker

- Walker
- Vorfußentlastungsschuhe



### Neofrakt®

- Gipsersatz
- individuell und professionell



## Allgemeine Geschäftsbedingungen

Sano-Trend Orthoservice GmbH, Bayreuth  
Geschäfts- und Lieferbedingungen Stand 2011

### 1. Allgemeines

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der Sano-Trend Orthoservice GmbH erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäfts- und Lieferbedingungen.

Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmen.

### 2. Angebote, Abschlüsse, Preisvereinbarungen, Nebenabreden

Angebote und Notierungen sind grundsätzlich freibleibend. Ein Zwischenverkauf ist vorbehalten. Alle Aufträge, auch wenn sie von unseren Vertretern oder sonstigen Mitarbeitern entgegengenommen werden, erlangen für uns Verbindlichkeit erst mit unserer schriftlichen Bestätigung oder mit Auslieferung der Ware. Alle Preisangaben verstehen sich grundsätzlich in Euro, einschließlich Verpackung zuzüglich der vom Käufer zu tragender Mehrwertsteuer.

Bei einem Auftragswert bis 150 EUR berechnen wir eine Versandgebühr von 4,03 EUR. Zu allen Beträgen kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzu.

Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das auf der Rechnung genannte Konto zu erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig.

Wird vom Käufer eine besondere Versandart gewünscht, trägt die daraus resultierenden Mehrkosten in jedem Fall der Käufer.

Bei Bestellungen von Kleinprodukten (z.B. Fingerschienen) ist auf die Verpackungseinheit zu achten. In Fällen des durch den Kunden ausdrücklich gewünschten Einzelversandes wird ein Mindermengenzuschlag in der Höhe von EUR 5,- erhoben.

### 3. Mängelrüge, Gewährleistung und Rückgaben

1. Der Käufer ist verpflichtet, gelieferte Ware unverzüglich nach Erhalt zu untersuchen. Unsere Haftung beschränkt sich auf die Rücknahme nicht einwandfreier Ware. Einzelheiten der Gewährleistung sind gesetzlich geregelt. Wenn wir uns im Kulanzwege mit einer Rücknahme einverstanden erklären, steht uns eine Bearbeitungsgebühr von 15% des Warenwertes zu, mindestens jedoch 15 EUR. Ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung wird gelieferte mangelfreie Ware nicht zurückgenommen oder ausgetauscht. Mangelfreie Produkte, deren Lieferung länger als zwei Monate zurückliegen und/oder nicht mehr original verpackt ist, werden generell nicht zurückgenommen.

2. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die darauf entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

3. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

4. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des Bestellers gegen den Lieferer gilt ferner Absatz 3 entsprechend

### 4. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte

Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

### 5. Gefahrübergang bei Versendung

Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den Besteller, spätestens mit Verlassen des Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

### 6. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält.

### 7. Zahlung und Verrechnung

Warenlieferungen sind zahlbar bis spätestens zu dem in der Rechnung ausgewiesenen Fälligkeitstag. Bei Zahlungsverzug des Käufers sind wir berechtigt, neben einer Mahnbearbeitungsgebühr, die gesetzlich geregelten Verzugszinsen geltend zu machen.

### 8. Erfüllungsort

Erfüllungsort für die beiderseitigen Verpflichtungen ist Bayreuth.

Bayreuth, August 2011

Sano-Trend Orthoservice GmbH,  
Wirthstraße 2, 95445 Bayreuth  
Geschäftsführer: Harald Pleus, Michael Böhner  
HRB: 4806 Amtsgericht Bayreuth



sano+trend  
ORTHOSERVICE

Sano-Trend Orthoservice GmbH  
Wirthstraße 2  
D-95445 Bayreuth

Tel. 0921 74549162  
Fax: 0921 74549163

info@sano-trend.de  
www.sano-trend.de

Stand: Juli 2011